



ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Απομόνωση όποτε χρειάζεται

Μοναδική λύση για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων (HCAI). Προσφέρει αποτελεσματική απομόνωση κατά της μετάδοσης λοιμώξεων μέσω επαφής και σταγονιδίων.

Επιπλέον Μονόκλινος Θάλαμος

Αυτόματες μαγνητικές θύρες, σφράγιση από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, διαφανής πίσω τοίχος - διπλής διαστρωμάτωσης - που επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση σε επιτοίχιες πρίζες.

Φίλτραση HEPA & Άνθρακα

Φίλτραση αέρα 12 φορές/ώρα, προσφέρει ταυτόχρονα έλεγχο θερμοκρασίας και εξάλειψη των οσμών.

Αυτόματη λειτουργία πόρτας

Μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης των χεριών, κατά την είσοδο και έξοδο από το θάλαμο.

Ενσωματωμένος σταθμός ΜΑΠ

Πλύση χεριών με αλκοόλη και διαθέσιμα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), τοποθετημένα σε κείμενο σημείο ώστε να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τα Πρωτόκολλα Καθαριότητας.

Ελαφριά, ανθεκτική και εύκολα μεταφερόμενη κατασκευή

Δημιουργία μονόκλινης αίθουσας όποτε χρειάζεται. Ευκολία στην ανάπτυξη της από ένα μόνο άτομο, σε λιγότερο από 5 λεπτά.


Συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την πρόληψη των λοιμώξεων

Συμμορφώνεται με διαφορετικές εθνικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Αυστραλίας¹ και της Μεγάλης Βρετανίας².

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ

Κατάλληλο για:

- ✓ Προφύλαξη από μετάδοση με επαφή
- ✓ Προφύλαξη από μετάδοση με σταγονίδια



Το Rediroom εξοπλίζει τα νοσοκομεία με έναν νέο τρόπο απομόνωσης ασθενών: φέρνοντας ένα θάλαμο απομόνωσης σε αυτά.

Συναρμολογείται γύρω από τον χώρο μιας κλίνης, από ένα μόνο άτομο, σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Συμμορφώνεται με τις διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες² για την πρόληψη των λοιμώξεων, παρέχοντας αποτελεσματική απομόνωση κατά της μετάδοσης λοιμώξεων μέσω επαφής και σταγονιδίων

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Το Rediroom διαθέτει σειρά λειτουργιών για την προστασία των ασθενών από παθογόνα που μεταδίδονται μέσω επαφής ή σταγονιδίων.

Μετάδοση μέσω σταγονιδίων (προφυλάξεις σταγονιδίων μόνο):

Τα σταγονίδια μεταδίδονται σε ακτίνα δύο μέτρων όταν μολυσματικοί ασθενείς βήχουν, φτερνίζονται ή μιλούν. Το Rediroom παρέχει έναν φυσικό φραγμό, καθώς και φίλτρο HEPA, για την απομάκρυνση των μολυσματικών σταγονιδίων από τον αέρα προτού επιστρέψουν στην πτέρυγα.

Το Rediroom διαθέτει ένα υψηλής βαθμίδας φίλτρο HEPA H12, το οποίο παγιδεύει 99,5% των σωματιδίων μεγέθους από 0,3 μικρόμετρα. Είναι αρκετά ευαίσθητο ώστε να παγιδεύει βακτήρια και αρκετά αποτελεσματικό ώστε να φιλτράρει περισσότερα σωματίδια από ότι μια μάσκα N95.

Τα κοινά παθογόνα που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων περιλαμβάνουν: γρίπη, διφθερίτιδα, παρωτίτιδα, κοκκύτη και μηνιγγιτιδόκοκκο.

Μετάδοση μέσω άμεσης και έμμεσης επαφής (προφυλάξεις σταγονιδίων και επαφής):

Πλήθος παθογόνων μπορούν να μεταδοθούν μέσω της άμεσης επαφής (τυπικά μέσω μολυσμένων χεριών) ή έμμεσης επαφής (μέσω μολυσμένων επιφανειών).

Η τοποθέτηση μολυσματικών ασθενών σε ένα Rediroom δημιουργεί έναν φυσικό διαχωρισμό για την παρεμπόδιση της άμεσης επαφής. Η ανέπαφη είσοδος και έξοδος βοηθά στη μείωση της μόλυνσης των χεριών. Ο ενσωματωμένος σταθμός εξοπλισμού ατομικής προστασίας προωθεί τη βέλτιστη πρακτική, τοποθετώντας τον προστατευτικό εξοπλισμό, την υγιεινή χεριών και τα απολυμαντικά επιφανειών στο σημείο χρήσης.

Τα κοινά παθογόνα που μεταδίδονται μέσω επαφής περιλαμβάνουν: MRSA, C. difficile, CPE και άλλους Gram-αρνητικούς οργανισμούς που είναι ανθεκτικοί σε πολλά φάρμακα.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μια οχτάχρονη συνεργασία ανάμεσα σε βιομηχανικούς σχεδιαστές, ιατρικό προσωπικό και ειδικούς στην πρόληψη λοιμώξεων.

Καθαρισμός αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα και HEPA

Φιλτράρεται το 99,5% των μολυσματικών σωματιδίων από τον αέρα

Εύκολη απολύμανση

Τα πτυσσόμενα κουβούκλια σε συνδυασμό με τον εύκολο -στο-καθαρισμό σκελετό επιτρέπουν την αποτελεσματική τελική απολύμανση

Κουρτίνες-ρολό

Κατεβασμένες για ορατότητα ή σηκωμένες για ιδιωτικότητα

Ενσωματωμένος σταθμός εξοπλισμού ατομικής προστασίας

Όλα όσα χρειάζεστε, πάντοτε στη διάθεσή σας

Ανέπαφη είσοδος και έξοδος

Μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης που μεταδίδεται με την επαφή


Χώρος για ελιγμούς

Φροντίδα για τους ασθενείς ακριβώς όπως σε κανονικό χώρο κλίνης

Ερμητικό κλείσιμο μεταξύ τοίχων και δαπέδου

Απομόνωση ασθενών με εφαρμογή μέτρων προφύλαξης για αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων μέσω επαφής και σταγονιδίων

Εικόνα 1: Δείχνει τις κοινές οδούς μετάδοσης για τα παθογόνα που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων και επαφής. Τα παθογόνα μπορούν να μεταδοθούν μέσω σταγονιδίων, μολυσμένων χεριών (άμεση επαφή) ή μολυσμένων επιφανειών (έμμεση επαφή). Προσαρμοσμένο από Otter et al³



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Rediroom παρέχει άφθονο χώρο στο προσωπικό για τη φροντίδα του ασθενούς.

Όταν χρησιμοποιήθηκε μέσα σε μια πτέρυγα, το προσωπικό ήταν σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες του ακριβώς όπως θα τις εκτελούσε σε κανονικό χώρο κλίνης σε μια πτέρυγα φροντίδας πολλών ασθενών¹.

Επιπλέον, το Rediroom μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους χώρους:

Περιβάλλον νοσοκομείου

Πτέρυγες με πολλές κλίνες, τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, κλινικές για αιμοκάθαρση, κινητές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, μονάδες ανάνηψης, χώροι διαλογής ασθενών.

Άλλοι χώροι

Χώροι φροντίδας ηλικιωμένων, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Μέσα στο Rediroom, εύκολη φροντίδα ασθενή

Βιβλιογραφία:

1. Mitchell et al. Am J Infect Control. 2017, 45(11):1231-7
2. Mitchell et al. Infect Dis Heal. 2017, 22(3):129-135.
3. Otter et al. J Hosp Infect. 2016, 92(3):235-250.

«Το πρόβλημα είναι ότι η απομόνωση δεν είναι εύκολη... Με το Rediroom μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αποτελεσματικό χώρο απομόνωσης ενώ έχετε την ευελιξία να τον μετακινήσετε οπουδήποτε χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν στην αγορά με αυτήν τη δυνατότητα».

Δρ. David Cooksley

Ιατρός επειγόντων περιστατικών και ανάκλησης – Royal Brisbane & Women's Hospital

Rediroom - Θάλαμος Απομόνωσης Ασθενούς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
REDI1UK	Τρόλει Rediroom
REDICAN1	Κουβούκλιο Rediroom
REDICAN1-S40	Κουβούκλιο Rediroom (μικρό)

Σχετικά με την GAMA Healthcare

Το Rediroom έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την GAMA Healthcare – ειδικό στην πρόληψη λοιμώξεων και προμηθευτής των απολυμαντικών πανακιών Clinell Universal Wipes.

Για περισσότερες πληροφορίες, επίδειξη προϊόντος ή συμβουλές για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Rediroom στο ίδρυμά σας, **επικοινωνήστε με τη ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ** 2108049747, info@biokon.gr ή επισκεφτείτε το rediroom.com



Σαρώστε τον κωδικό QR!
Δείτε το Rediroom στην πράξη

